

COLLAR CONDROPROTECTOR GATOS

Collar de **liberación sostenida** diseñado para ayudar a **mejorar la movilidad articular y mejorar la sensación de dolor en gatos con tendencia a desarrollar problemas de desgaste articular**. La sinergia de ingredientes permite una acción completa sobre la articulación, ralentizando el deterioro del cartílago, apoyando a la reducción de la inflamación, mejorando la movilidad y **facilitando una mayor actividad física** en animales con dolor o rigidez articular.

CARACTERÍSTICAS

- Ayuda a la mejora de la movilidad articular
- Mejora la sensación de dolor
- Contribuye a la regeneración del cartílago
- Liberación transdérmica sostenida
- Medida: 63cm ajustable
- 30 días de actividad
- Resistente al agua

Usos pertinentes identificados de la sustancia

Apto para todo tipo de gatos con problemas articulares.

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Sólido

Color: Marrón

Olor: Característico

MODO DE EMPLEO

Coloque el collar alrededor del cuello del animal, ajústelo dejando 2 dedos entre el collar y su cuello antes de cortar la parte sobrante. Se recomienda cambiarlo de forma mensual. Lávese bien las manos después de su uso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el envase bien cerrado en un lugar seco y protegido de la luz. Manténgase fuera del alcance de los niños. Eliminar los residuos del envase según conformidad con las normativas locales.



Composición

Glucosamina, Sulfato de condroitina, MSM, Cúrcuma, Salicilina, Bromelaína



Dosis:

No aplicable



Presentación:

Estuche 1 ud.

Nº Laboratorio: HCM-514

Vida útil: 3 años